

Массажный стол Calmer Bamboo Two

Инструкция по эксплуатации



Меры предосторожности


1. Периодически проверяйте стол. Убедитесь, что все винты закручены плотно, а трос не поврежден и не изношен. Убедитесь, что на алюминиевой конструкции нет трещин.
2. Не перегружайте стол сверх рекомендованной нормы. Это может привести к серьезным травмам пользователя. Данный продукт протестирован при максимальной рабочей нагрузке 250 кг.
3. Не используйте чистящие средства на спиртовой основе при чистке винила. Это может привести к повреждению винилового материала. Используйте теплый мыльный раствор и вытрите насухо.
4. При использовании стола убедитесь, что все четыре ножки находятся на одном уровне. Использование ножек на разных уровнях может привести к неустойчивости стола и травмам.
5. Не позволяйте детям собирать или разбирать массажный стол без присмотра.



- | | | | |
|-------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1. Ручка | 2. Петля | 3. Торцевая пластина | 4. Выходное отверстие |
| 5. Резиновый наконечник | 6. Трос | 7. Подголовник | 8. Подлокотники |
| 9. Боковые подлокотники | 10. Отверстие для лица | | |

Сборка стола

Этапы сборки:



1. Расстегните застёжку.
2. Положите стол на бок на пол, откройте стол с четырьмя максимально вытянутыми ножками.
3. Достаньте все принадлежности и затем поднимите стол вверх, пока ножки не встанут на пол.
4. Вставьте каркас подголовника в соответствующие отверстия и разместите подушку подголовника в каркас.
5. Наденьте подголовник, затем вставьте подлокотники с обеих сторон стола в отверстия.
6. Стол готов к использованию.

Высота стола регулируется с помощью кнопок на ножках. Все четыре ножки должны быть отрегулированы таким образом по очереди. Убедитесь, что все ножки отрегулированы на одинаковом уровне высоты.

Складывание и транспортировка стола



1. Максимально поднимите и опустите спинку, зафиксируйте застёжку.
2. Снимите все аксессуары.
3. Положите стол на бок.
4. Положите все аксессуары под эластичные фиксирующие тросы под верхний шпон.
5. Сложите стол и зафиксируйте застежку.
6. Положите массажный стол в сумку для переноски.

Носите стол как чемодан, взявшись за ручку.

Внимание: Если рама/ножки/конструкция стола повреждены в каком-либо месте, вам не следует использовать стол. Использование стола с повреждениями может причинить вред или серьезные травмы для вас или вашего пациента. Следует немедленно устранить все неполадки.